



ESK Series

Table de chevet



MOBILIER MEDICAL



Table de chevet ABS

Paramètres techniques:

- ▶ Taille (LxWxH): 470x470x750mm
- ▶ Cadre: Injection ABS
- ▶ Le dessus d'armoire, le tiroir, le plateau, le plateau de couche, la porte et la base sont faits d'ABS.
- ▶ Cintres de serviette sur les deux côtés de l'armoire, réglables
- ▶ Planche à manger est entre le tiroir et la table.
- ▶ Thermos, la washbasin et d'autres produits peuvent être mis dedans.



ESK-S002

Table de chevet ABS

Paramètres techniques:

- ▶ Taille (LxWxH): 470x470x790mm
- ▶ Cadre: Injection ABS.
- ▶ Dessus d'armoire, tiroir, plateau, plateau, planche à couches, porte et base sont ABS.
- ▶ Cintres de serviette sur les deux côtés de l'armoire, réglables.
- ▶ Dinning borad est entre le tiroir et la table.
- ▶ Thermos, la washbasin et d'autres produits peuvent être mis dedans.
- ▶ Avec 4 roues



ESK-S002W

Table de chevet ABS

Paramètres techniques:

- ▶ Taille (LxWxH): 480x480x760mm
- ▶ Cadre: Injection ABS.
- ▶ Dessus d'armoire, tiroir, plateau, plateau, planche à couches, porte et base sont ABS.
- ▶ Cintres de serviette sur les deux côtés de l'armoire, réglables.
- ▶ Planche à manger est entre le tiroir et la table.
- ▶ Avec porte-bouteille
- ▶ Avec petite boîte ronde



ESK-S002-1

Table de chevet ABS en acier inoxydable

Paramètres techniques:

- ▶ Taille (LxWxH): 480x480x760mm
- ▶ Cadre: Injection ABS, avec surface supérieure en acier inoxydable
- ▶ Dessus d'armoire, tiroir, plateau, plateau, planche à couches, porte et base sont ABS
- ▶ Cintres de serviette sur les deux côtés de l'armoire, réglables.
- ▶ Planche à manger est entre le tiroir et la table.
- ▶ Thermos, lavabo et autres produits peuvent y être mis



ESK-S002-2

Table de chevet ABS

Paramètres techniques:

- ▶ Taille (LxWxH): 480x480x870mm
- ▶ Cadre: Injection ABS
- ▶ Dessus d'armoire, tiroir, plateau, plateau, planche à couches, porte et base sont ABS.
- ▶ Cintres de serviette sur les deux côtés de l'armoire, réglables.
- ▶ Planche à manger est entre le tiroir et la table.
- ▶ Thermos, lavabo et d'autres produits peuvent être mis dedans.
- ▶ Fourni avec des roulettes
- ▶ Avec porte-chaussures en dessous
- ▶ Avec quatre roues



ESK-S003



Abs Top Steel Table de chevet

Paramètres techniques:

- ▶ Taille (LxWxH): 495x400x790mm
- ▶ Cadre : Acier enduit de poudre, avec surface ABS Top.
- ▶ Cintres de serviette sur les deux côtés de l'armoire, qui peuvent être réglables.
- ▶ Thermos, lavabo et autres produits peuvent y être mis.



ESK-S005

Table de chevet ABS+Steel

Paramètres techniques:

- ▶ Taille (LxWxH): 500x510x705mm
- ▶ Cadre: Injection ABS
- ▶ Dessus d'armoire, tiroir, plateau, plateau, planche à couches, porte et base sont ABS.
- ▶ Cintres de serviette sur les deux côtés de l'armoire, réglables.
- ▶ Planche à manger est entre le tiroir et la table.
- ▶ Thermos, lavabo et autres produits peuvent y être mis.
- ▶ Fourni avec des roulettes



ESK-S008

Table de chevet en acier ABS+

Paramètres techniques:

- ▶ Taille (LxWxH): 500x575x750mm / 480x460x760mm
- ▶ Cadre: Injection ABS.
- ▶ Le dessus d'armoire, le tiroir, le plateau de couche, la porte et la base sont faits d'ABS
- ▶ Cintres de serviette sur les deux côtés de l'armoire, réglables.
- ▶ Double porte, avec un grand espace et facile à utiliser
- ▶ Avec quatre roulettes



ESK-S013-1

Table de chevet en résine phénolique

Paramètres techniques:

- ▶ Taille (LxWxH): 510x480x750mm
- ▶ Table à manger Max Hauteur: 950mm
- ▶ Comptoirs, armoires, panneaux latéraux, surfaces de pompage, panneaux de plancher, panneaux arrière, et les panneaux intérieurs de tiroir sont tous faits de résine phénolique matériel.
- ▶ Un tiroir, hauteur 120mm, poignée en alliage d'aluminium
- ▶ Taille de la planche à écrire pull-up sur le côté droit: Longueur 450mm, largeur 300mm, hauteur 725-950mm du sol.
- ▶ Roulettes : roue silencieuse de 3 « , antistatiques, imperméables et antibactériennes.



ESK-S009-2



Table de chevet en acier inoxydable

Paramètres techniques:

- ▶ Taille (LxWxH): 475x390x780mm
- ▶ Structure en acier inoxydable
- ▶ Avec un tiroir et une armoire



ESK-S006-1

Table de chevet en bois massif

Paramètres techniques:

- ▶ Taille (LxWxH): 500x430x650mm
- ▶ Taille du tiroir (WxH): 365x120mm
- ▶ Taille de la porte du cabinet (WxH): 365x405mm
- ▶ Matériel: Conseil mdf
- ▶ Deux tiroirs+une armoire
- ▶ Cintres de serviette sur les deux côtés de l'armoire, réglables



ESK-S020

Table de chevet en bois massif

Paramètres techniques:

- ▶ Taille (LxWxH): 500x430x770mm
- ▶ Taille du tiroir (WxH): 120x430mm
- ▶ Taille de la porte du cabinet (WxH): 520x430mm
- ▶ Matériel: Conseil mdf



ESK-S019

Table de chevet en résine phénolique

Paramètres techniques:

- ▶ Taille (LxWxH): 475x485x810mm
- ▶ Alliage d'aluminium et matériau résine phénolique, trois rails latéraux acier époxy.
- ▶ Avec un tiroir et une armoire à porte unique
- ▶ Porte d'entrée du tiroir et porte d'entrée de l'armoire en planche en résine; dedans tiroir et armoire à l'intérieur de l'étagère en acier époxy
- ▶ Castors: 3 » roulettes latérales doubles, antistatiques, imperméables à l'eau et antibactériens.



ESK-S025