



Fauteuil pour donneur de sang

Le fauteuil de donneur de sang à double actionneur **ESSE 3** est spécialement conçu pour rendre le prélèvement de sang plus facile, sûr et assurer une position confortable du donneur. La position du donneur peut être facilement ajustée pour former soit un fauteuil confortable ou un lit. Toutes les surfaces sont propres et lisses, facilement accessibles et peuvent être maintenues propres. Électrique et mécanique les accessoires sont logés à l'intérieur de la structure, ce qui rend le produit plus sûr. Les éléments du siège sont conçus avec une conception ergonomique considération pour maximiser le confort du donneur. Possibilité de prélèvement de sang des deux côtés. Basé sur des principes hémodynamiques

Caractéristiques

- Actionneur à deux vitesses pour ajuster la tête, le dossier et l'extrémité des pieds afin d'assurer la sécurité et le confort du donneur. Le réglage de l'inclinaison robuste peut être effectué à l'aide de la télécommande, ainsi que manuellement avec support de batterie (en option) en cas de panne de courant électrique.
- Spécialement conçu pour offrir une position confortable au donneur.
- La position variable de l'appui-tête, du dossier, du repose-pieds et de l'accoudoir peut être obtenue grâce à un actionneur pour changer la posture du donneur. (La tête du donneur peut être abaissée immédiatement et les jambes peuvent être placées au-dessus du niveau du cœur afin que le sang puisse refluer au cerveau et à d'autres organes vitaux, en cas d'attaque vasovagale)
- Tout le cadre est fabriqué en tube carré en acier doux de gros calibre avec revêtement en poudre.
- 4 roulettes verrouillables pour une mobilité facile
- Type de chaise confortable avec un matelas à rembourrage doux de 4 pouces, un revêtement lavable et des accoudoirs confortablement larges.

Modèles	ES-TDC02/TDC03
Alimentation	230 VCA
Poids	60 kg
Capacité de levage	150 kg
Contrôle	Télécommande filaire
Consommation d'énergie	100 W
Actionnement du mouvement	Moteur DC
Taille	62 cm (L) x 205 cm (P) x 144 cm (H)
Largeur de l'accoudoir	15 cm
Longueur de l'accoudoir	60 cm
Rembourrage	Rembourrage doux d'une épaisseur de 4,0
Batterie de réserve	Jusqu'à 50 cycles pour ES-TDS03