



ESFD-680

Doppler Fœtal



SOINS INTENSIFS



ESFD-680

Caractéristiques

1. Durable et économique avec molette de volume
2. Écran couleur TFT ou écran LCD en option
3. Deux sondes interchangeables, haute sensibilité, antichoc, étanche, antichute
4. Haut-parleur intégré, sortie audio pour casque
5. Arrêt automatique après 1 minute
6. Indicateur d'état de la batterie et indication de faible puissance

Spécifications

Fréquence ultrasonique : 2 MHz + 3 % et 3 MHz + 3 %

Intensité ultrasonique : < 10 mW/cm²

Alimentation : 2 piles AA courantes

Durée de fonctionnement continu : > 10 heures

Température de fonctionnement : 10 °C ~ 40 °C

Dimension : 120 mm x 110 mm x 40 mm

Emballage :

Emballage normal : 100 unités/CTN

Taille du carton : 71,5 x 35 x 59,5 cm

Poids brut : 26,3 kg

Emballage unitaire :

Taille de la boîte : 16,5 x 13,8 x 5,8 cm

Poids brut : 0,25 kg (pile non incluse)



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3.dreamgest.com

