



# 431-XXXX

## Homogénéiseurs de Laboratoire



LABORATORY

# 431-XXXX

' < ca c [ f b f ] g Y i f g ' X Y ' @ U V c f U h c ] f Y



Mixeurs fiables avec moteur robuste conçus pour le mélange, la dispersion et l'émulsion. Deux appareils de base de capacité de 1 ou 2 l et différents bols en acier inoxydable, en verre résistant à la chaleur et en PC sont disponibles.

**Informations de livraison:** Comprend le moteur, une tête à couteaux, un bol et son couvercle.

| Code article    | Désignation   | Cap. | Vitesse                       | LxPxH          |
|-----------------|---|------|-------------------------------|----------------|
| <b>431-9111</b> | Homogénéiseur avec conteneur en acier inoxydable, 2 vitesses                | 1 L  | 18000/22000 min <sup>-1</sup> | 180x210x350 mm |
| <b>431-9211</b> | Homogénéiseur avec conteneur en acier inoxydable, 2 vitesses                | 2 L  | 19000/23000 min <sup>-1</sup> | Ø 165x450 mm   |
| <b>431-9113</b> | Homogénéiseur avec conteneur en acier inoxydable, 2 vitesses avec minuterie | 1 L  | 18000/22000 min <sup>-1</sup> | 180x210x350 mm |
| <b>431-0104</b> | Homogénéiseur avec conteneur en acier inoxydable, vitesse fixe              | 1 L  | 22000 min <sup>-1</sup>       | 180x210x350 mm |
| <b>431-0107</b> | Homogénéiseur avec conteneur en acier inoxydable, vitesse variable          | 1 L  | 0 - 20000 min <sup>-1</sup>   | 180x210x350 mm |
| <b>431-9210</b> | Homogénéiseur avec conteneur en polycarbonate, 2 vitesses                   | 2 L  | 19000/23000 min <sup>-1</sup> | Ø 165x450 mm   |
| <b>431-9110</b> | Homogénéiseur avec conteneur en verre, 2 vitesses                           | 1 L  | 18000/22000 min <sup>-1</sup> | 180x210x350 mm |
| <b>431-9112</b> | Homogénéiseur avec conteneur en verre, 2 vitesses avec minuterie            | 1 L  | 18000/22000 min <sup>-1</sup> | 180x210x350 mm |
| <b>431-0071</b> | Homogénéiseur avec conteneur en verre, vitesse fixe                         | 1 L  | 22000 min <sup>-1</sup>       | 180x210x350 mm |
| <b>431-0106</b> | Homogénéiseur avec conteneur en verre, vitesse variable                     | 1 L  | 0 - 20000 min <sup>-1</sup>   | 180x210x350 mm |
| <b>431-9333</b> | Homogénéiseur sans conteneur, 2 vitesses                                    | 1 L  | 18000/22000 min <sup>-1</sup> | 180x210x350 mm |



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

