



ANAEROBIC JAR

For cultivation of anaerobic and microaerophilic microorganisms



Cod. Anaerobic jar

The anaerobic jar is used for the cultivation of anaerobic and microaerophilic microorganisms in defined atmospheric conditions.

It simply consists of two functional parts : a lid and a base.

It is extremely convenient and easy to use.

There is not need to insert or refill catalysts .

The use of manometers and valves is unnecessary .

The jar is constructed of high quality materials to ensure leakproof sealing with the lid that always fits properly.

- Diameter: approximately 90 mm
- Height: approximately 200 mm
- Capacity: 2,5L – for 12 Standard Petri dishes



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com





JARRE D'ANAEROBIOSE

Pour la culture des microorganismes anaérobiques et microaérophiliques



Cod. Anaerobic jar



La jarre d'anaérobiose est utilisée pour la culture des microorganismes anaérobiques et microaérophiliques dans des conditions atmosphériques définies.

Elle est composée simplement par deux parties fonctionnelles: un couvercle et une base.

Elle est très pratique et facile à utiliser.

Il n'est pas nécessaire d'insérer ou de recharger les catalyseurs.

L'utilisation des manomètres et des soupapes n'est pas nécessaire.

La jarre est construite avec des matériaux de haute qualité pour assurer étanchéité avec le couvercle qui s'adapte toujours correctement.

- Diamètre: environ 90 mm
- Hauteur: environ 200 mm
- Capacité: 2,5 L - pour 12 boîtes de Pétri standard



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

