



FICHE TECHNIQUE

Modèle: SMHS-3 / SMHS-6


Agitateurs magnétiques à 3 ou 6 postes avec chauffage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	SMHS-3	SMHS-6
Nombre de places	3 Postes	6 Postes
Capacité d'agitation (H ₂ O)	Max. 15 Litres à chaque position	
Puissance du moteur	(9/4 W)×3	(9/4 W)×6
Plage de vitesse (rpm)	80 ~ 1500	
Précision de contrôle de vitesse (rpm)	5	
Temp.	Plage (°C)	Max. 350
	Précision	±0.3°C à température réglée
Précision de la temp. de contrôle (°C)		0.5
Précision de la temp. affichée (°C)		0.1
Puissance de chauffage	400W / chaque position (Total 1.5 kW)	400W / chaque position (Total 3 kW)
Plaque chauffante	Module de chauffage spécialement conçu (Haute Uniformité: différence de temp. <3%)	
Contrôleur	Contrôleur numérique de Feedback avec Jog Shuttle Switch (Turn + Push)	
Écran	LCD numérique avec fonction de rétro-éclairage	
Minuterie	99hr 59min (fonction continue inclus)	
Taille des plaques (mm)	140×140	
Matériau	plaque	Aluminium revêtu de céramique
	corp	Acier revêtu de poudre
Dimension (LxPxH mm)	510×240×100	510×410×180
Poids (kg)	10	18
Autres	Fonction de stockage (Temp., RPM, Timer) Mode de verrouillage (Jog - Shuttle Input disabled)	
Alimentation	AC 110 V, 60 Hz ou AC 220 V, 50 / 60 Hz (AC 110 V: 1 Phase - 3 Pole Plug)	



SMHS-3



SMHS-6

ACCESSOIRES EN OPTION

Cod.	Descr.
DH.WHP503020	Capteur à contact direct de température, SS100, PT100* pour HP-30D, MSH-30D et SMHS
DH.WHP503021	Capteur à contact direct de température, SS110, PT100*, Teflon Coated, pour HP-30D, MSH-30D et SMHS
DH.WHP503036	Tige de support, RD200, acier inoxydable, Ø10×450mm, pour HP-20D, MSH-20D et SMHS
DH.WHP503012	Support + Clamp, CL220 pour capteur de température

*PT100 : Capteur externe pour le contrôle du feedback de la température dans le récipient, précision de ± 0,3 ° C



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

