



NEGATOSCOPES



MOBILIER MEDICAL



NEGATOSCOPES

DESCRIPTION:

Les négatoscopes Esse 3 sont conçus selon des standards cliniques pour une lumière blanche optimale permettant une lecture précise de tous les détails. Dotés d'un écran acrylique de 3 mm, conforme aux normes de sécurité (fusibles, prise Schuko, lumière verte Marche / Arrêt...). Peuvent être utilisés sur le bureau en position horizontale ou verticale ou suspendus au mur.
Structure d'aluminium recouvert de poudre époxy séchée au four et d'ABS injecté (couleur RAL 7035).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Température de couleur: blanc froid 6 500 °K










Alimentation: 230 V - 50 Hz (60 Hz disponible avec surcharge)

Fusible: 2 x 1 A

Interrupteur bipolaire éclairage

Prise Schuko dotée de 2 m de câble

Tous les composants sont homologués UL, DVE et IMQ

Code	NÉGATOSCOPES	Dimensions extérieures (cm)				Modèles
		Long.	Haut	Prof.	Poids	
27364	Négatoscope 38 x 38 cm	43	43	12	6	 1 page
27365	Négatoscope 38 x 62 cm	67	43	12	8	 1,5 page
27366	Négatoscope 38 x 92 cm	97	43	12	11	 2 pages
27367	Négatoscope 38 x 122 cm	127	43	12	14	 3 pages
27368	Négatoscope 38 x 153 cm	158	43	12	18	 4 pages
27369	Négatoscope 76 x 122 cm	127	2 x 43	12	28	 2 x 3 pages
27370	Négatoscope 76 x 153 cm	158	2 x 43	12	36	 2 x 4 pages
27372	Négatoscope 92 x 38 cm	43	97	12	11	 2 pages verticaux
27373	Négatoscope 122 x 38 cm	43	127	12	14	 3 pages verticaux
27378	Tube néon pour 27364					
27379	Tube néon pour 27366, 27372					



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

