



Imprimante DICOM

Imageur sec - Haute efficacité - Applicabilité Mammographie

Capacité de traitement

jusqu'à 70 films/G Lataille 35 cm x 43 cm (14" x 17") permet de réduire le temps d'attente du patient, augmentant ainsi l'efficacité du flux de travail de l'examen.

Résolution d'impression - Taille des pixels

jusqu'à 508 dpi/- permet l'impression de Mammo

Images

Plateaux de film – 2 plateaux

2 plateaux de film universels permettant l'impression de deux différentes tailles en même temps que la norme

Imprimante DICOM à utiliser avec Films secs pour obtenir une impression de qualité maximale des images d'examen.



Films d'imagerie secs :

Il fournit des images haute densité avec des tons de couleur neutres, comparables à ceux du traitement humide conventionnel.

Taille du film	Quantité/Paquet
35 cm x 43 cm (14" x 17")	100 feuilles + 1 feuille de protection
26 cm x 36 cm (11" x 14")	100 feuilles + 1 feuille de protection
25 cm x 30 cm (10" x 12")	100 feuilles + 1 feuille de protection
20 cm x 25 cm (8" x 10")	100 feuilles + 1 feuille de protection

Il s'agit d'une imprimante de films secs médicaux de haute qualité. Elle utilise la toute dernière technologie d'imagerie directe à sec, compatible avec une large gamme d'applications, notamment la tomodensitométrie, l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique (DSA) et l'échographie, ainsi que les applications CR/DR pour GenRad, la mammographie, l'orthopédie, l'imagerie dentaire, etc. Grâce à sa qualité d'image exceptionnelle, cette imprimante garantit un diagnostic précis et offre des solutions d'imagerie abordables, adaptées à vos besoins.

- Prend en charge la mammographie
- Cartouches de film à chargement par la lumière du IMSP
- Double plateau, prend en charge 4 tailles de film
- Impression rapide, efficacité supérieure
- Économique, stable, fiable
- Conception compacte, installation facile
- Fonctionnement simple et convivial

Caractéristiques

ES-DP320

Caractéristiques	
Technologie d'impression	Thermique direct (film sec, charge lumière du jour)
Résolution spatiale	320 dpi (12,6 pixels/mm)
Résolution de contraste en niveaux de gris	14 bits
Plateau de film	Deux bacs d'alimentation, capacité totale de 200 feuilles
Tailles de film	8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17"
Film applicable	Film thermique sec médical (base bleue ou transparente)
Interface	Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Protocole réseau	Connexion standard DICOM 3.0
Qualité de l'image	Calibrage automatique à l'aide du densitomètre intégré
Panneau de contrôle	Écran tactile, affichage en ligne, alerte, défaut et actif
Alimentation électrique	100-240 VCA 50/60 Hz 600 W
Poids	50 kg
Température de fonctionnement	5°C-35°C
Humidité de stockage	30%-95%
Température de stockage	-22°C-50°C

ES-DP508 :

Caractéristiques	
Technologie d'impression	Thermique direct (film sec, charge lumière du jour)
Résolution spatiale	508 dpi (20 pixels/mm)
Résolution de contraste en niveaux de gris	14 bits
Plateau de film	Deux bacs d'alimentation, capacité totale de 200 feuilles
Tailles de film	8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17"
Film applicable	Film thermique sec médical (base bleue ou transparente)
Interface	Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Protocole réseau	Connexion standard DICOM 3.0
Qualité de l'image	Calibrage automatique à l'aide du densitomètre intégré
Panneau de contrôle	Écran tactile, affichage en ligne, alerte, défaut et actif
Alimentation électrique	100-240 VCA 50/60 Hz 600 W
Poids	50 kg
Température de fonctionnement	5°C-35°C
Humidité de stockage	30%-95%
Température de stockage	-22°C-50°C



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail: danielec@esse3-medical.com
web: www.esse3-medical.com

