




# FICHE TECHNIQUE

## Modèle: **LDF 530**

### Congelateur de laboratoire



Couleur: **Blanc**

Panneau: **LITE**

- Panneau de contrôle rétroéclairé à LED
- Résolution d'affichage de la température 0,1°C
- Alarmes sonores et visuelles
- Contact sec pour la signalisation à distance des alarmes

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température	-15°C / -30°C
Type de réfrigération	Ventilation forcée
Type de dégivrage	Automatique, à gaz chaud
Évaporation des condensats	Automatique
Gaz réfrigérant	R290
Classe climatique	+16°C / +32°C (N)
Capacité brute (litres)	600
Capacité nette (litres)	530
Dimensions extérieures (L x P x H mm)	750 x 760 x 2080
Dimensions de l'emballage (L x P x H mm)	810 x 940 x 2240

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation (V/ph/Hz) 220-230/1/50

Prise d'alimentation Type F

## CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Structure Verticale

Matériel extérieur Tôle d'acier plastifiée antibactérienne de couleur blanc

Matériel intérieur Acier inox 18/10 AISI 304

Épaisseur d'isolation (mm) 75

Porte isolée Oui

Réversibilité de la porte Oui

Fermeture automatique de la porte Oui

Joint de porte chauffant Oui

Valve de compensation Oui

Numéro d'étagères 3

Matériel de l'étagère In filo d'acciaio plastificato di colore bianco

Dimensions étagères (L x P mm) 530 x 550

Pas de réglage des étagères (mm) 89

Quantité maximale des étagères -

Tiroirs avec glissières extractibles Optional

Pas de réglage des tiroirs (mm) 89

## PANNEAU DE CONFIGURATION

Type d'affichage LED

Mot de passe d'accès Non

Type de sonde Nr. 2 NTC

Signalisation d'alarme Acoustique et visuel

## PANNEAU DE CONFIGURATION

Indications d'alarme	Codes
Alarme température haute/basse réglable	Oui
Alarme ouverture porte réglable	Oui
Alarme coupure courant	Oui
Alarme défaut sonde	Oui
Options désactivation alarmes acoustiques	Oui
Calibration	Oui
Mémoire alarmes	10
Contact sec	Oui (NC)

## ACCESSOIRES

Étagère en fil d'acier plasitifé

Étagère en fil d'acier inoxydable

Panier en fil chromé

Tiroir en acier inox

Diviseur en plastique pour tiroir

Façade pour tiroir en Perspex

Roulettes Ø 95 mm, 2 avec freins

Serrure à clé pour porte

Serrure électronique (disponible uniquement pour le panneau ADVANCED)

Enregistreur graphique de température

Sonde alarme température pour simulation produit en bouteille témoin (disponible uniquement pour le panneau ADVANCED)

Passerelle câble avec couvercle Ø 18 mm

Version sans contacts électriques à l'intérieur

Gaz R452a

Transmetteur téléphonique GSM/GPRS

Voltage 230V/1ph/60Hz

## ACCESSOIRES

Voltage 115V/1ph/60Hz

Fiche électrique de type A

Fiche électrique de type B

Fiche électrique de type G

Fiche électrique de type I

Emballage en cage de bois

Documentation QI

Documentation QO

Documentation QP



**ESSE3** srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail: [danielec@esse3-medical.com](mailto:danielec@esse3-medical.com)  
web: [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

