




# LF 925

## Congélateur de laboratoire



Couleur Blanche  
Panneau LITE

- Panneau de commande rétroéclairé par LED
- Résolution d'affichage de la température 0,1°C
- Alarmes sonores et visuelles
- Contact sec pour télécommande d'alarme

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température	-5°C / -22°C
Type de réfrigération	Ventilation forcée
Type de dégivrage	Automatique, avec résistance chauffante
Évaporation des condensats	Automatique
Gaz réfrigérant	R290
Classe climatique	+16°C / +38°C (ST)
Capacité brute (litres)	1030
Capacité nette (litres)	925
Dimensions extérieures (L x l x H mm)	1200 x 750 x 1950



# LF 925

## Congélateur de laboratoire

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance (V/ph/Hz) 220-230/1/50

Prise électrique Type F

### CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Structure	Verticale
Matériau extérieur	Tôle plastifiée antibactérienne blanche
Matériau interne	Acier inoxydable 18/10 AISI 304
Épaisseur d'isolation (mm)	50
Porte isolée	Oui
Fermeture automatique de la porte	Oui
Arrêt de porte chauffant	Oui
Type d'éclairage interne	Lampe LED sous façade
Nombre d'étagères	6
Matériau des étagères	Fil d'acier plastifié blanc
Dimensions étagère (L x P mm)	460 x 570
Étapes de réglage des étagères	11 / 11
Intervalle de réglage des étagères (mm)	100
Quantité maximale d'étagères	11 / 11
Tiroirs avec guides extractibles	En option
Étape de réglage du tiroir	11 / 11
Intervalle de réglage du tiroir (mm)	100
Quantité maximale de tiroirs	11 / 11

### PANNEAU DE CONTRÔLE

Type d'affichage LED

Mot de passe de connexion Non



# LF 925

## Congélateur de laboratoire

### PANNEAU DE CONTRÔLE

Sonde type	Nr. 2 NTC
Signalisation d'alarme	Acoustique et visuelle
Indications d'alarme	Codes
Alarme de température haute/basse réglable	Oui
Alarme de porte ouverte réglable	Oui
Alarme de panne de courant	Oui
Alarme de panne de sonde	Oui
Possibilité de désactiver les alarmes sonores	Oui
Calibrage	Oui
Mémoire d'alarme	10
Contact sec	Oui (NC)

### ACCESSOIRES☒

Etagère grillagée plastifiée

Panier grill chromé

Tiroir en acier inoxydable

Séparateurs en plastique pour tiroirs

Crédences en polycarbonate pour tiroirs

Roues Ø 80 mm dont 2 avec freins

Serrure à clé de porte

Enregistreur de température graphique

Prise électrique interne

Trou traversant avec capuchon Ø 18 mm

Trou traversant avec capuchon Ø 45 mm

Version sans contacts électriques internes



# LF 925

## Congélateur de laboratoire

### ACCESSOIRES

Gaz R452a

Composeur téléphonique GSM/GPRS

Tension 230V/1ph/60Hz

Tension 115V/1ph/60Hz

Prise électrique de type A

Prise électrique de type B

Prise électrique de type G

Prise électrique de type I

Emballage en cage

Documentation IQ

Documentation OQ

Documentation PQ