



FICHE TECHNIQUE 

Modèle: MPR 270

Réfrigérateur médical et pour pharmacie à porte vitrée

MPR 270 W (Version en blanc)
MPR 270 S (Version en acier inox)

- Porte à triple vitrage avec poignée toute hauteur
- Équipement intérieur avec étagères grillagées et possibilité de combiner étagères et tiroirs
- Éclairage à LED
- Réfrigération ventilée
- Dégivrage automatique avec évaporation condensats
- Panneau de contrôle rétroéclairé à LED
- Résolution d'affichage de la température 0,1°C
- Alarmes sonores et visuelles
- Contact sec pour la signalisation à distance des alarmes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code produit AAC700L
Température +2°C / +15°C
Type de réfrigération Ventilation forcée
Type de dégivrage Automatique, avec résistance chauffante
Évaporation des condensats Automatique
Gaz réfrigérant R290
Classe climatique +16°C / +38°C (ST)
Capacité brute (litres) 300
Capacité nette (litres) 270
Dimensions extérieures (L x P x H mm) 600 x 670 x 1620
Dimensions de l'emballage (L x P x H mm) 660 x 800 x 1780

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Alimentation (V/ph/Hz) 220-230/1/50
Prise d'alimentation Type F

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Structure Verticale
Matériel extérieur Tôle d'acier plastifiée antibactérienne de couleur blanc
Matériel intérieur Acier inox 18/10 AISI 304
Épaisseur d'isolation (mm) 50
Porte triple vitrage Oui
Réversibilité de la porte Oui
Fermeture automatique de la porte Oui
Type éclairage intérieur Bande LED avec UVA pour la stérilisation de l'air
Numéro d'étagères 2
Matériel de l'étagère Fil d'acier plastifié de couleur blanc
Dimensions étagères (L x P mm) 460 x 470
Étape de réglage des étagères 7
Pas de réglage des étagères (mm) 100
Quantité maximale des étagères 7
Tiroirs avec glissières extractibles Optional
Étape de réglage des tiroirs 7
Pas de réglage des tiroirs (mm) 100
Quantité maximale des tiroirs 7

PANNEAU DE CONFIGURATION

Type d'affichage LED
Mot de passe d'accès Non
Type de sonde Nr. 2 NTC
Signalisation d'alarme Acoustique et visuel
Indications d'alarme Codes
Alarme température haute/basse réglable Oui
Alarme ouverture porte réglable Oui
Alarme coupure courant Oui
Alarme défaut sonde Oui
Options désactivation alarmes acoustiques Oui
Calibration Oui
Mémoire alarmes 10
Contact sec Oui (NC)



ACCESSOIRES

Étagère en fil d'acier platiné
Panier en fil chromé
Tiroir en acier inox
Diviseur en plastique pour tiroir
Façade pour tiroir en Perspex
Roulettes Ø 50 mm, 2 avec freins
Serrure à clé pour porte
Serrure électronique (disponible uniquement pour le panneau ADVANCED)
Enregistreur graphique de température
Sonde alarme température pour simulation produit en bouteille témoin (disponible uniquement pour le panneau ADVANCED)
Prise électrique interne
Passe câble avec couvercle Ø 18 mm
Passe câble avec couvercle Ø 45 mm
Version sans contacts électriques à l'intérieur
Unité refroidissement de secours (disponible uniquement pour le panneau xPRO)
Thermostat de sécurité anti-congélation
Ensemble pour uniformité et stabilité température ($\leq \pm 2^{\circ}\text{C}$)
Gaz R452a
Transmetteur téléphonique GSM/GPRS
Voltage 230V/1ph/60Hz
Voltage 115V/1ph/60Hz
Fiche électrique de type A
Fiche électrique de type B
Fiche électrique de type G
Fiche électrique de type I
Emballage en cage de bois
Documentation QI
Documentation QO
Documentation QP



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3.dreamgest.com

