



**FICHE TECHNIQUE** 

**Modèles: 847/00**

**Thermo soudeuse**



Equipé d'un contrôle électronique des paramètres de soudure (temps et température), garantie d'une bande d'étanchéité de 12 mm. Les signaux sonores et lumineux fournissent des informations sur les bonnes conditions de fonctionnement.

• **PERFORMANCE:**

élevée et constante. Grâce à l'ajustement automatique de la température, nous obtenons un contrôle de chauffage puissant dans la zone de soudure, en assurant la haute qualité de performance au fil du temps. De plus, la thermo soudeuse est équipée d'un système de protection contre la surchauffe et du mode « stand-by » pour économiser l'énergie.

• **CARTE DE CONTRÔLE:**

simple et fiable. Le système de maintenance en position aide à empêcher le rebobinage du papier après la coupe et la soudure, ainsi permettant une procédure linéaire et sans interruptions.

• **PRECISION:**

l'échelle du centimètre permet de définir précisément la bonne longueur des enveloppes selon le type de matériel à stériliser.

• **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:**

Bande d'étanchéité: 12 mm  
Largeur maximale d'étanchéité: 310 mm  
Dimensions: 47,4x37,4x20 cm  
Poids: 5 Kg



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

