

FAUTEUIL DE PRELEVEMENT HAUTEUR FIXE GAMME 512



(Modèle avec 2 gouttières, plateau inox 340x340 en option)

Descriptif technique du Fauteuil médical de prélèvement hauteur fixe gamme 512 :

- Fauteuil médical de prélèvement à hauteur fixe de 50 ou 67cm.
- Piétement central réglable en hauteur par colonne électrique, 16 coloris au choix
- Sellerie STANDARD en forme très confortable sur mousse épaisseur 8cm.
- Revêtement de classe M1, 14 coloris au choix.
- Dossier réglable en toutes positions par un système de piston à gaz
- Jambière réglable en toutes positions par un système mécanique autobloquant.
- Position de Trendelenburg .
- Assise fixe inclinée vers l'arrière assurant un bon confort (évite le phénomène de glissement).
- Systèmes gouttière et appui-bras crantés réglables en toutes positions
- Fauteuil livré avec : au choix 1 gouttière et 1 appui-bras ou 2 gouttières ou 2 appui-bras.
- **Capacité de charge** : 130kg en statique.
- **Dimensions** : L.175 x l.55 x H 50 ou 67cm.



ESSE 3 Via Garibaldi 30
14002 Castelnuovo D.B.(AT) – I
tel +39 011 99 27 706
fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web : www.4ci.com

