



ESE-A5

Echographe Portable



IMAGERIE




Adapter à vos besoins

- Chariot réglable en hauteur pour une expérience confortable dans différentes situations
- La conception sans bruit vous assure de prendre plus soin de votre patient
- Design compact et poids léger pour un déplacement facile
- Les bagages à la mode et durables vous soulagent de l'environnement encombré
- Démarrage rapide pour commencer à numériser à tout moment
- La batterie intégrée avec une longue durée de vie offre de la confiance au moment critique



Travail simplifié



Barre de navigation rapide
examen rapide de longues pages à travers le déplacement de la trackball après avoir cliqué sur la zone concernée

ICÔNE DE RETOUR
juste un clic pour aller directement en haut de la page



Menu de réglage rapide
cliquez sur le coin droit de la barre de titre, vous pouvez faire le réglage normal immédiatement




Interface utilisateur simple
aller directement au pré-réglage sans tourner de page à répétition

Magie Drag and Drop
vous pouvez ajuster la séquence du pré-réglage directement.




Outils cliniques polyvalents




Connectivité efficace

- WiFi 
- Bluetooth 
- Email etc 



Analyse à bord

Référence de plan de balayage innovante
outil qui affiche des images de référence,
animations et schémas
pendant la numérisation en direct



Partage et étude ultérieure

Rejoindre le groupe Flyinsono
pour partager vos idées ou continuer
étudier dans la communauté des médecins.

Large gamme de transducteurs



A2-5C
application:
abdomen
Ob/gyn
urologie



A4-12L
application:
vasculaire
petites pièces
msk
nerf



A1-4P
application:
abdomen
cardiaque



A4-9E
application:
Ob/gyn
urologie



A3-6C
application:
Ob/gyn
abdomen
urologie





Haute qualité d'image

