





Ligne TK

6 U Ub Wg' f` Y Wf cb]ei Yg



BALANCES DE LABORATOIRE


Ligne TK

Balances électroniques

Precision electronic scale with excellentes spécifications techniques et très simples à utiliser.
Fiables et compactes, fournies avec le verre de protection.

Caractéristiques techniques:

- Ecran LCD avec rétro-éclairage.
- Cellule de charge de précision.
- Unités de mesure sélectionnables: g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl(hong), tl(Sgp), tl (ROC).
- Pesage en pour cent.
- Etalonnage externe.
- Tare automatique sur tout la capacité.
- Comptage des pièces.
- Interface de série RS232/USB.
- Verre de protection (à l'exclusion de **TK3000-TK6000**)
- Barre graphique d'indication de la capacité
- Préparé pour le pesage inférieur. (Crochet non inclus)
- Alimentation AC 12V/500mA.
- Batterie interne rechargeable 6V 1.2AH.
- Température de travail 0 - 40 °C.
- Pieds réglables à bulles d'air.
- Poids net de 3 kg.




A



C



B



Modèle	Capacité	Résolution	Linéarité	Repeatability	Taille du panneau	Type de panneau
TK150	150 g	0,001 g	± 0,001 g	0,001 g	Ø 80 mm	A
TK300	300 g	0,005 g	± 0,005 g	0,005 g	Ø 120 mm	B
TK600	600 g	0,01 g	± 0,01 g	0,01 g	Ø 120 mm	B
TK1000	1500 g	0,01 g	± 0,01 g	0,01 g	Ø 120 mm	B
TK3000	3000 g	0,05 g	± 0,05 g	0,05 g	140x150 mm	C
TK6000	6000 g	0,1 g	± 0,1 g	0,1 g	140x150 mm	C

Accessoires:

Modèle	Capacité
A2-0800	5`ja YbhUHf 12/500 mA (XY`fYa d`UW`a Ybh).
A1-0040	Batterie rechargeable 6V 1.2AH (XY`fYa d`UW`a Ybh).
A2-0805	Câble USB pour la connexion au PC.



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

