



FICHE TECHNIQUE

Modèle: **ESX-9280 line**

Micropipettes à vol fixe

Forme ergonomique pour manipulation confortable

La forme arrondie et la poignée unique de la pipette assure une manipulation sûre et confortable. Un effort minimal est nécessaire pour le pipetage de sorte que le risque de micro-traumatismes répétés (RSI) est réduit.

Précision et exactitude maximales

L'isolation thermique des composants internes combinée à la poignée innovante améliore la précision.

Système de distribution universel

L'opération en deux étapes permet le pipetage inverse et facilite également la distribution de la dernière goutte. Haute précision et exactitude garanties.

Bouton-poussoir à code couleur pour utilisation rapide

Le code couleur permet un choix rapide de la pipette adéquate en fonction du volume à pipeter (voir colonne correspondante dans le tableau ci-dessous).

Entretien et étalonnage facile

Le réglage du volume est facile et précis, à l'aide du bouton-poussoir, même avec des gants. L'entretien et le réglage ne prennent que quelques minutes avec un seul outil (inclus dans la livraison).

Pipetage sans risque de contamination

La pipette est entièrement autoclavable, ce qui est idéal pour les applications où la stérilité est importante.

Satisfaction garantie

Chaque pipette est testée individuellement et calibrée deux fois, conforme aux normes EN ISO 8655 et DIN 12600 normes. Certificat de conformité fourni.



	Volume μ l	Justesse Vol. max. ($\leq \pm R\%$)	Précision Vol. max. ($\leq CV\%$)	Code Couleur
Cod. ESX-9277/515	5	1,0	0,5	gris
Cod. ESX-9277/516	10	1,0	0,5	gris
Cod. ESX-9277/517	20	4,5	1,0	gris
Cod. ESX-9277/518	25	2,5	0,6	jaune
Cod. ESX-9277/519	50	2,5	0,6	jaune
Cod. ESX-9277/520	100	2,5	0,6	jaune
Cod. ESX-9277/521	200	2,5	0,6	bleu
Cod. ESX-9277/522	250	2,9	0,6	bleu
Cod. ESX-9277/523	500	2,9	0,6	bleu
Cod. ESX-9277/524	1000	2,4	0,6	violet
Cod. ESX-9277/525	2000	2,4	0,6	violet
Cod. ESX-9277/526	2500	2,4	0,6	violet
Cod. ESX-9277/527	5000	2,4	0,6	turquoise
Cod. ESX-9277/528*	10000*	3,0	0,6	turquoise

* Pipettes 10 ml sans ejecteur d'embout.



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

