



FICHE TECHNIQUE

Modèle: 31800 et 31801

Kit mural

Otoscope-ophthalmoscope



Cod. 31800 – Version avec éclairage au Xenon

Cod. 31801 – Version avec éclairage à LED

Le centre de diagnostic s'adapte à tous les besoins et toutes les installations, extensible aussi bien à gauche qu'à droite.

- Éclairage au xénon ou à LED de 3,5 V permettant de recréer la lumière du jour
- Efficacité électronique optimale grâce à un interrupteur réglable
- Tension de sortie constante indépendante de l'alimentation secteur prolongeant la durée de vie utile des lampes et garantissant une intensité d'éclairage optimale
- Activation automatique des poignées lors de leur retrait ou de leur remise en place sur l'unité favorisant les économies d'énergie tout en prolongeant la durée de vie utile des lampes
- Poignées ergonomiques antidérapantes avec rhéostat: réglage de l'intensité de l'éclairage et activation/désactivation possible à partir de la poignée
- Cordon spiral extensible jusqu'à 3 m

Cod. 31817 - Spéculum auriculaire L1, L2 autoclavable 134° C - Ø 2,5 mm

Cod. 31819 - Spéculum auriculaire L1, L2 autoclavable 134° C - Ø 4 mm



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

