



# ESF THERMOMETERS

**ESF10-460CH CLINICAL THERMOMETER** OVAL, BOX of 12 pcs

**ESF10-460CH THERMOMETRE CLINIQUE** OVALE , BOITE de 12 pcs

**ESF10-462CH CLINICAL THERMOMETER** PRISMATIC, BOX of 12 pcs

**ESF10-462CH THERMOMETRE CLINIQUE** PRISMATIQUE , BOITE de 12 pcs



### ESF10-467CH ELECTRONIC CONTACT THERMOMETER

Display range 35 – 42°C , precision 0,2 °C

Memory 10 measures . Checking time 1 sec

Auto shut-off after 1 min

Battery type LR 103

Size 14x7x4 cm, weight 70 gr with battery

### ESF10-467CH THERMOMETRE ELECTRONIQUE DE CONTACTE

Plage de mesure 35 – 42°C , précision 0,2 °C

Mémoire 10 mesures . Temps de réponse 1 sec

Extinction automatique après 1 min

Batterie type LR 103

Dimensions 14x7x4 cm, poids 70 gr avec batterie

### ESF10-462CH ELECTRONIC EAR THERMOMETER

Display range 35 – 42°C , precision 0,2 °C

Memory 10 measures. Checking time 1 sec

Auto shut-off after 1 min. Battery type LR 103

Size 14x7x4 cm, weight 70 gr with battery



### ESF10-462CH THERMOMETRE ELECTRONIQUE D'OREIL

Plage de mesure 35 – 42°C , précision 0,2 °C

Mémoire 10 mesures . Temps de réponse 1 sec

Extinction automatique après 1 min. Batterie type LR 103

Dimensions 14x7x4 cm, poids 70 gr avec batterie

### ESF10-465CH WATER PROOF ELECTRONIC THERMOMETER

Display range 32 – 42°C , precision 0,1 °C

Checking time 1 min

Auto shut-off after 1 min. Battery type LR/SR41



### ESF10-465CH THERMOMETRE ELECTRONIQUE ETANCHE

Plage de mesure 32 – 42°C , précision 0,1°C

Temps de réponse 1 min

Extinction automatique après 1 min. Batterie type LR/SR41



ESSE 3 Via Garibaldi 30  
14022Castelnuovo D.B. (AT)  
tel +39 011 99 27 706  
fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web : [www.4ci.com](http://www.4ci.com)

