



OTOSCOPE

Standard illumination.

Eclairage standard



Cod. ESF8-672065



- 2,5 V standard illumination.
 - Chrome plated handle.
 - 4 x magnifying glass.
 - 3 reusable specula included.
- Connection for pneumatic otoscopy.
- Battery handle for 2 C batteries.
 - Rheostat for adjustment of illumination.



- *Eclairage standard de 2,5V*
- *Manche chromé.*
- *Lentille grossissant 4 x.*
- *Avec 3 spéculum auriculaires réutilisables.*
- *Avec un connecteur pour le teste pneumatique.*
- *Manche pour 2 piles C. Rhéostat pour réglée la lumière.*



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com





DIAGNOSTIC SET

SET DIAGNOSTIQUE



GHbXfX]`i a]bU]cb.
9WUfU YghbXfX

Cod. ESF8-672055



2,5 V standard illumination for use with 2 batteries type C. Including : Otoscope head: pin contact fitting. Chrome plated. Fixed lens 4X in plastic mount may be removed for introduction of instruments. 3 reusable specula included. May-Ophthalmoscope head : Pin contact fitting. Lens selection wheel permits choice of corrective lenses from 0 to +20 and 0 to -20 diopters. Single large circle aperture. Bent-arm illuminator: Pin contact fitting. Chrome plated. Tongue blade holder: Chrome plated. Nasal speculum: Chrome plated. Two laryngeal mirrors: n. 3 and 4. Battery Handle: 28mm. Ø for 2 cell C-batteries. Chrome plated. Rheostat for adjustment of illumination. Replacement bulb: 2,5V .



Eclairage standard de 2,5 V, pour 2 piles type C. Contient: Tête d'otoscope: fermeture à vis. Le lentille 4X sur monture plastique peut être enlevé. Avec 3 spéculum auriculaires réutilisables. Tête d'ophtalmoscope May: fermeture à vis. Molette avec lentilles de correction de 0 à +20 et de 0 à - 20 dioptries. Affichage lumineux d'un grand cercle. Porte-lampe: avec ampoule 2,5V. Chromé. Porte-abaisse-langue: chromé. Spéculum nasal: chromé. Deux miroirs laryngiens: no. 3 et 4. Manche à piles: chromé, Ø 28 mm pour 2 piles type C. Rhéostat pour réglée la lumière. Ampoule de rechange: 2,5V.



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

