



FICHE TECHNIQUE 

Model: ESF2 Line

Lampes d'examen

Lampe d'examen halogène

Cod. ESF2-733/00

Tube d'acier chromé.
Piètement démontable en acier inoxydable
avec 5 roulettes.

Optional:

Cod. ESF2-733/30

Ampoule de rechange.



Lampe d'examen halogène

Cod. ESF2-736/00

Tube d'acier chromé.
Piètement démontable en acier inoxydable
avec 5 roulettes.

Optional:

Cod. ESF2-736/30

Ampoule de rechange.



Lampe d'examen avec loupe

Cod. ESF2-740/00

Lampe avec lentille double foyer 3 dt.
Projecteur avec verre grossissant biconvexe et ampoule fluorescente 2x9 W protégée par un écran parelumière.
Transformateur 24 V, câble d'alimentation et fiche

Optional:

Cod. ESF2-740/30

Ampoule de rechange.
(Chaque lampe a besoin de deux ampoules)



Lampe d'examen halogène

Cod. ESF2-720/00

Lampe d'examen fournie sur une base en plastique avec 5 roulettes. AVEC BATTERIE

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Intensité lumineuse | 20,000 Lux @ 0.4m 5,000 Lux @ 1m |
| Température de couleur | 3800 °K (±200 °K) |
| Indice de rendu de couleurs | 90 Ra |
| Diamètre de la lampe | 75 mm |
| Durée de vie de la lampe | ≥2000 h |
| Alimentation | AC220-110V / 50-60Hz |

Disponible en version LED avec BATTERIE

Cod. ESF2-721/00

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Intensité lumineuse | 30,000 Lux @0.4m 5,000 Lux @1m |
| Température de couleur | 4000 °K (±200 °K) |
| Indice de rendu de couleurs | 90 Ra |
| Diamètre de la lampe | 75 mm |
| Durée de vie de la lampe | ≥2000 h |
| Alimentation | AC220-110V / 50-60Hz |



Lampe examen LED

Cod. ESF2-724/00

Lampe d'examen LED fournie sur une base en plastique avec 5 roulettes.

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Intensité lumineuse | 40000 lux 50cm 7000 K @1m |
| Température de couleur | ± 5% à 7000 K |
| Tension d'alimentation | 12V/20W - AC220-50Hz |
| Durée de la lampe | ≥30.000 h |
| Alimentation | 175/250V 50/60Hz |

Optional:

Cod. LLM.02

1xAmpoule de rechange.



Lampe d'opération/d'examen à LED sans ombre

Cod. ESF2-742/00

Lampe d'opération sans ombre, avec réglage de l'intensité lumineuse.

| | |
|------------------------|-----------------|
| Intensité lumineuse | 40000 lux |
| Température de couleur | 4800 °K |
| Diamètre tête | 150 mm |
| Temperature de service | <2 °C |
| Tension | 240V - 50/60 Hz |
| Puissance | 35 W |

Optional:

Cod. ESF2-742/10

1x Ampoule de rechange



Lampe d'opération/d'examen

Cod. **ESF2-745/00**

Lampe d'opération avec intensité lumineuse réglable. Fourni avec une batterie rechargeable intégrée pour opération sans électricité

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Éclairage | ≥60,000Lux |
| Température de couleur | 3700±500K |
| Profondeur d'éclairage | ≥600mm |
| Irradiance totale | 547W/m ² |
| taille du champ lumineux | 160-220mm |
| pouvoir d'importation | 150VA |
| Tension d'alimentation | 220V/50Hz |
| ampoule | lumière froide |
| Autonomie | ≥3 hours |

