



# F-202

Nebuliseur Ultrasonique  
pour Aérosolthérapie



BLOC OPERATOIRE



## DESCRIPTION

---

- D'une utilisation extrêmement simple. Garantie une très bonne et rapide nébulisation du médicament dans un silence absolu.
- Dimensions: 24,5 x 10 x 19 cm

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

---

Poids 600gr  
Niveau sonore  $\leq$  55 dBA  
Alimentation 230V - 50/60 Hz  
Capacité de l'ampoule 12 ml  
Nébulisation jusqu'à 2,0 ml/min  
Taille des particules 0,5 - 5 micron  
Fréquence d'oscillation 1,7 MHz

## ACCESSOIRES STANDARD

---

05.5012/1 Masque adulte  
05.5013/1 Masque enfant  
05.5021/1 Embout buccal  
05.5018.01 Tube annelé  
05.5030.01 Chambre de nébulisation  
SUR DEMANDE  
05.5009 Kit nébuliseur complet avec masque pour enfant  
05.5010 Kit nébuliseur complet avec masque pour adulte



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3.dreamgest.com](http://www.esse3.dreamgest.com)

