



EST-80/DEL

*Table d'Opération
Manuelle et Hydraulique*



BLOC OPERATOIRE



EST-80/DEL

Table d'Opération Manuelle et Hydraulique



Couleurs disponibles:



Marron



Noir



Rose



Caractéristiques techniques

Spécifications standard

Taille du sommier	60cm × 190cm (avec le chariot)
Élévation	70cm ~ 100cm
Angle d'inclinaison du dossier	+ 0° ~ +50°
Proclive / Déclive	+ 30° ~ - 22°
Rotation horizontale de la table	360°
Charge max.	180 kg
Poids de la table	180 kg
Dispositif de freinage à main	Oui

Accessoires standard

Arc d'anesthésie	1 set
Support pour les épaules	2 pcs
Appui-bras	2 pcs
Appui-jambes	2 pcs
Dispositif de tension pour la main	1 pc
Poignées	2 pcs
Chariot auxiliaire	1 set
Entonnoir	1 set
Seau de collection	1 set



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

