



VOV350S

SLIT LAMP MICROSCOPE



TECHNICAL FEATURES

Cod.	VOV350S
Microscope Type	Galilean-Type
Objective Magnification	Revolving drum(3 steps)
Eyepieces	12.5X
Angle between eyepieces	13°
Total magnification Ratio	10X, 16X, 25X
Pupillary adjustment	52mm ~ 78mm
Diopter adjustment	± 6D
Field of view	25X (Ø 8.5mm), 16X (Ø 13.5mm), 10X (Ø 22mm)

Slit Illumination

Slit width	Continuously variable from 0 to 14mm (at 14mm, slit becomes a circle)
Slit length	Continuously variable from 1mm to 14mm
Aperture diameters	14mm, 10mm, 5mm, 3mm, 2mm, 1mm, 0.2mm, 1-14mm continuous
Slit angle	0° -180°
Slit inclination	4 step 5°, 10°, 15°, 20°
Filters	Thermal Safety, ND, Red-free, Cobalt Blue
Lamp	6V/20W Halogen Lamp

Chin-Rest

Vertical movement	80mm
Fixation Target Red	LED

Power

Input voltage	220V/110V ~ ± 10%
Input frequency	50Hz/60Hz
Power Consumption	30VA(max)

Output voltage

Light	6V
Fixation	3V

Dimension & Weight

Dimension	770mm x 480mm x 560mm
Net weight	21Kg




ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
 14022 Castelnuovo D.B. (AT)
 Tel +39 011 99 27 706
 Fax +39 011 99 27 506
 e-mail esse3@chierinet.it
 web: www.esse3-medical.com





VOV350S

MICROSCOPE LAMPE À FENTE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cod.	VOV350S
Type de Microscope	Type Galiléen
Grossissement Objectives	Tambour rotatif (3 phases)
Oculaires	12.5X
Angle entre les oculaires	13°
Grossissement Totale Ratio	10X, 16X, 25X
Réglage pupillaire	52mm ~ 78mm
Réglage dioptrique	± 6D
Champ de vision	25X (Ø 8.5mm), 16X (Ø 13.5mm), 10X (Ø 22mm)

Illumination de la fente

Largeur de la fente	Variable en continu de 0 à 14mm (à 14mm la fente devient ronde)
Longueur de la fente	Variable en continu de 1mm à 14mm
Diamètre du spot lumineux	14mm, 10mm, 5mm, 3mm, 2mm, 1mm, 0.2mm, 1-14mm en continu
Angle de la fente	0° -180°
Inclination de la fente	4 étapes: 5°, 10°, 15°, 20°
Filtres	Sécurité thermique, ND, Sans-Rouge, Bleu Cobalt
Lampe	Lampe Halogène de 6V/20W

Mentonnière

Mouvement vertical	80mm
Fixation du Target Rouge	LED

Alimentation

Tension d'entrée	220V/110V ~ ± 10%
Fréquence d'entrée	50Hz/60Hz
Consommation	30VA(max)

Tension de sortie

Éclairage	6V
Fixation	3V

Dimensions et poids

Dimensions	770mm x 480mm x 560mm
Poids Net	21Kg



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

