



ESI-Series

Lavabo mécaniques et
électronique en polyester



STERILIZATION



Description

Le MINISCRUBTM Polyester existe en version avec commande fémorale mécanique (MS).ou commande électronique (MSD). Conçu pour une utilisation optimale dans tous les services à risque, les principales caractéristiques du produit sont :

- Ecoulement de l'eau par commande fémorale mécanique ou cellule photoélectrique

Les plus produits:

- Bac polyester armé fibre de verre avec gelcoat blanc
- Pas d'angles saillants
- Matériau léger, robuste, facilement nettoyable
- Grande profondeur de bac évitant les éclaboussures
- Ecoulement libre
- Col de cygne sans brise jet
- Mitigeur thermostatique

MODELE FILTRATION (.F)

Système de filtration comprenant Carter de pré filtration et pré filtre 1u 10 "

OPTION TRAITEMENT PAR UV (.UV)

Chambre de traitement UV comprenant

- Tube quartz, Lampe UV, Compteur horaire

ALIMENTATION EN EAU ET EVACUATION

- Eau froide 1/2 pas du gaz mâle avec vanne d'arrêt, Eau chaude sur mélangeur thermostatique, Siphon fourni diamètre 40 mm

OPTIONS

- O-S 5405 Détendeur avec manomètre de contrôle
- O-S 5403 Dispositif d'aseptisation des conduites
- P-R 029 Coupleur d'adaptation pour filtration terminale
- O-S 5421 Filtre terminal 0,2 μ réutilisable 45 fois (autoclavable)

Nombre de postes	Sans traitement	Avec pré filtration	Traitement UV	Encombrement	Profondeur du bac	Poids
Commande mécanique	MS	MS.F	MS.UV	650 x 600 x 640 mm	350 mm	39 Kg
Commande électronique	MSD	MSD.F	MSD.UV	650 x 600 x 640 mm	350 mm	51 Kg

ACCESSOIRES MINISCRUB

R-DB 550 Distributeur de brosses

R-DB 551 Lot de 12 brosses stérilisables

R-DE 100 Distributeur pour essuie mains

R-CB 100 Réceptacle en inox collecteur de brosses

CONSOMMABLES

Cartouches de traitement d'eau

Cartouche terminale 0,2 μ : FT -60 (1000 cm²)

Cartouche de pré filtration: C-P 662/6 (1 μ 10^{**}) C-P 006 (1 μ 5*)

Lampes UV

P-660/50 lampe UV 15 W

P-660/90 Ballast 15 W

Hygiène des mains

D-545 Savon doux Bidon 5 L

Savon doux pour un lavage fréquent , Conforme aux tests de la norme AFNOR T 72 150. Indice Primaire d'Irritation cutanée égal à 0.

S'utilise pur

Désinfection des canalisations

D-530 HYSIUM 4 Bidon 1 L

Hysium 4 désinfectant pour circuits d'eau, Conforme aux tests des normes / Certifications AFNOR 72 150, 72170, 172190, 72200 et 72180.

Produit prêt à l'emploi

Présentation en bidon de 1 L avec bouchon doseur



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3.dreamgest.com

